

## Triciclo Rifton

**FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD**



**¡Muy accesible y funcional!** Así es el triciclo Rifton, una **óptima solución para la movilidad, disponible en 3 tallas** (pequeña, mediana y grande).

## **PRINCIPALES BENEFICIOS DEL TRICICLO RIFTON**

Gracias a este triciclo terapéutico **se consigue mejorar la fuerza en las piernas, el equilibrio y la resistencia**, entre otros aspectos físicos. Además de los beneficios físicos, conducir un triciclo **ayuda a la socialización y al desarrollo de las capacidades funcionales y musculoesqueléticas**. Gracias su uso se consigue más resistencia, aumento de la capacidad respiratoria y mejora de las extremidades inferiores en general.

Su diseño sin obstáculos favorece una **fácil entrada y salida**. Además, el **ajuste es sin herramientas** y algunos accesorios, tales como el sistema de apoyo del tronco o la barra de dirección delantera o trasera, hacen posible **personalizar el triciclo para satisfacer la necesidad de cada niño**.

**Algunas características destacadas son:**

- La altura del asiento se ajusta en un riel de baja fricción, incluso cuando está en uso.
- Los pedales se ajustan hacia adelante y hacia atrás en el pedal manivela para posicionar los pies del usuario de manera óptima.
- Resistencia de pedal variable para ayudar a los usuarios a moderar su velocidad.
- Las sandalias se pueden quitar para utilizar los pedales estándares de bicicleta.
- Correa de transmisión de fibra de carbono duradera y libre de mantenimiento.
- Se desmonta fácilmente para el transporte.

## **EL TRICICLO RIFTON AYUDA A MEJORAR LA MOVILIDAD**

Permite trabajar la **coordinación motora** y la **disociación de los movimientos de los miembros inferiores, cubriendo las necesidades de la mayoría de los usuarios**. Proporciona momentos de ocio e integración, así como máxima facilidad de ajuste.

## **Caract. y Espec.**

- Disponible en 3 tallas: pequeña, mediana y grande
- Resistencia de pedal variable: el freno ajustable puede proporcionar arrastre o bloquear las ruedas para una transferencia segura
- Coloque el ángulo del respaldo verticalmente o con una inclinación de 7,5º o 15º
- La correa de transmisión de fibra de carbono no se oxida ni se estira, y dura al menos cinco veces más que una cadena de bicicleta
- La profundidad del asiento se ajusta fácilmente con una perilla debajo
- El usuario puede sentirse más independiente cuando un cuidador le ayuda desde atrás con la barra de dirección trasera
- Los soportes laterales de tronco y el manillar son abatibles para facilitar las transferencias
- El asiento se desliza hacia arriba y hacia abajo sobre un riel de baja fricción
- La barra de guía delantera fomenta la interacción cara a cara
- El triciclo Rifton ofrece distintos niveles de configuración, según las necesidades del usuario
- ¡Una gran manera de hacer ejercicio!
- Para facilitar el transporte retira las ruedas traseras y la parte delantera, y baja el respaldo

## **Medidas**

## MEDIDAS USUARIO

Medidas en cm y peso en kg.

|                                      | TALLA<br>PEQUEÑA | TALLA<br>MEDIANA | TALLA<br>GRANDE |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Longitud<br>interior de la<br>pierna | 30-55            | 48-70            | 63-97           |

### Dimensión del usuario clave: longitud interior de la pierna

La pierna extendida debe alcanzar cómodamente desde el asiento hasta el pedal cuando tanto los pies como el torso están atados en su lugar.

**Importante:** el peso del usuario no debe exceder la carga máxima de trabajo. Los triciclos Rifton no están destinados a clientes con reflejos fuertes o equilibrio del tronco y control de la cabeza poco desarrollados.

## MEDIDAS TRICICLO

Medidas en cm y peso en Kg.

|                                                                                                     | TALLA<br>PEQUEÑA | TALLA<br>MEDIANA | TALLA<br>GRANDE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ancho promedio                                                                                      | 67               | 70               | 80              |
| Longitud total                                                                                      | 112              | 135              | 165             |
| Altura total (en la posición más baja con las ruedas/parte delantera desmontada para el transporte) | 54               | 54               | 76              |
| Longitud total sin asa trasera (ruedas y parte delantera quitadas)                                  | 91               | 104              | 124             |
| Longitud total con asa trasera (sin ruedas ni parte delantera)                                      | 122              | 130              | 152             |
| Diámetro de la rueda                                                                                | 12"              | 15"              | 18"             |
| Centro del asiento a pedal extendido                                                                | 38-51            | 48-71            | 64-91           |
| Asiento hasta la parte superior del soporte del maletero (altura máx.)                              | 51               | 61               | 61              |
| Relación de transmisión                                                                             | 1:1              | 1:1              | 1:1             |
| Peso                                                                                                | 22               | 25               | 29              |

|                                         |                                 |                                                                   |                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Rango de ajuste de los laterales</b> | Soporte tronco pequeño: 15 - 30 | Soporte tronco pequeño: 15 - 30<br>Soporte tronco grande: 24 - 39 | Soporte tronco grande: 24 - 39 |
| <b>Carga máxima</b>                     | 57                              | 113                                                               | 140                            |

## Modelos y tallas

- SC3201100 Triciclo Rifton - Talla pequeña
- SC3202100 Triciclo Rifton - Talla mediana
- SC3203100 Triciclo Rifton - Talla grande

## Colores



Rosa



Rojo



Azul



Verde azulado



Blanco



Negro



Lima

## Accesorios



Funda para exterior triciclo Rifton



Cesta delantera triciclo Rifton



Kit de elevación de pedales triciclo Rifton



Soporte estacionario triciclo Rifton



**Barra para soporte de dispositivos electrónicos triciclo Rifton**



**Arnés pélvico triciclo Rifton**



**Abductor triciclo Rifton**



**Barra de guía delantera triciclo Rifton**



**Anclajes de mano triciclo Rifton**



**Barras de empuje o dirección triciclo Rifton**



**Soportes laterales de tronco triciclo Rifton**



**Reposacabezas triciclo Rifton**